

# «Коклюш-паракоклюш-РА»

➔ **Диагностикумы для выявления антител к возбудителям коклюша и паракоклюша в реакции агглютинации**

Набор предназначен для выявления и определения титра антител к возбудителям коклюша и паракоклюша в реакции агглютинации (РА):  
Диагностикум коклюшный жидкий - взвесь инаktivированных формалином *Bordetella pertussis*, мутностью 20,0+2,0 МОЕ/мл.  
Диагностикум паракоклюшный жидкий - взвесь инаktivированных формалином *Bordetella parapertussis*, мутностью 35,5+3,5 МОЕ/мл.

Набор выпускается в 3 вариантах комплектации:

- ✓ "Коклюш-паракоклюш-РА" Комплект № 1:  
Диагностикум коклюшный жидкий для реакции агглютинации - 10 флаконов по 5,0 мл.
- ✓ "Коклюш-паракоклюш-РА" Комплект № 2:  
Диагностикум паракоклюшный жидкий для реакции агглютинации - 10 флаконов по 5,0 мл.
- ✓ "Коклюш-паракоклюш-РА" Комплект № 3:  
Диагностикум коклюшный жидкий для реакции агглютинации" - 5 флаконов по 5,0 мл.  
Диагностикум паракоклюшный жидкий для реакции агглютинации - 5 флаконов по 5,0 мл.

Комплекты №№ 1 и 2 рассчитаны на проведение 40 исследований. Комплект № 3 рассчитан на проведение 20 исследований.

Анализ для выявления и определения титра антител к возбудителям коклюша и паракоклюша проводят в одной постановке



ISBN 978-5-6052030-2-5



ib.ru

9 785605 203025 >

142530, Российская Федерация, Московская область,  
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1  
тел: 8-800-333-33-47  
e-mail: ekolab-sbytd@mail.ru

С.Г.Марданлы, О.Ю. Борисова, И.Ю. Андриевская,  
А.Б. Борисова, А.С. Пименова, И.А. Чагина, Н.Т. Гадуа

## КОКЛЮШ, ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК: ЛАБОРАТОРНАЯ (ИММУНОХИМИЧЕСКАЯ) ДИАГНОСТИКА И ВАКЦИНАЦИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ



Электрогорск-2024



производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов

## ИФА-Дифтерия-IgG

Набор реагентов "ИФА-Дифтерия-IgG" предназначен для количественного определения иммуноглобулинов класса G к дифтерийному анатоксину в сыворотке и плазме крови людей методом иммуноферментного анализа (ИФА)



Определение уровня поствакцинального и гуморального иммунитета



Все реагенты готовы к использованию



Цветовая индикация реагентов



Срок годности 18 месяцев

96 определений

Кат. № 42.33

Определение концентрации IgG в диапазоне

0,001-2,0 МЕ/мл

Общее время анализа при 37°C

1 час 10 минут



г. Электрогорск  
ул. Буденного, д.1

ekolab.ru

ekolab-sbyt@mail.ru  
8-800-333-33-47




производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов

## ИФА-Столбняк-IgG

Набор реагентов "ИФА-Дифтерия-IgG" предназначен для количественного определения иммуноглобулинов класса G к столбнячному анатоксину в сыворотке и плазме крови людей методом иммуноферментного анализа



Все реагенты готовы к использованию



Цветовая индикация реагентов



Срок годности 18 месяцев

96 определений

Кат. № 30.01

Концентрация IgG в диапазоне

0,01 - 5,0 МЕ/мл



г. Электрогорск  
ул. Буденного, д.1

ekolab.ru

ekolab-sbyt@mail.ru  
8-800-333-33-47