



ЭКОлаб

производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов

Набор реагентов для качественного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусам простого герпеса 1-го и 2-го типов в сыворотке (плазме) крови человека.

«ИФА-ВПГ-1,2 Capture-IgM»

- В наборе используется «capture-вариант» двухстадийного твердофазного иммуноферментного анализа, что исключает влияние ревматоидного фактора.
- Выявление специфических IgM свидетельствует об острой форме герпетической инфекции или ее реактивации.
- ✓ Диагностическая чувствительность теста - 100%
- ✓ Диагностическая специфичность теста - 100%
- ✓ Нет предварительного разведения сывороток
- ✓ Есть цветовая индикация внесения образца
- ✓ Время реакции 75 минут
- ✓ Срок годности набора 18 месяцев

№ РЗН 2021/16115
от 21.12.2021 г



142530, Российская Федерация, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
тел: 8-800-333-33-47
e-mail: ekolab-sbyt@mail.ru
www.ekolab.ru