



# ЭКОлаб

производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов


Тест-система иммунохроматографическая для качественного дифференцированного выявления антител IgM/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

## ИХА-COVID-19-IgM/IgG

Расшифровка иммунологического статуса пациента

№ РЗН 2020/11955 от 14.09.2020 г.

Набор выпускается в 3 базовых вариантах комплектации:  
Комплект №1 рассчитан на исследование 1 образца,  
Комплект №2 рассчитан на исследование 25 образцов,  
Комплект №3 рассчитан на исследование 50 образцов.



Набор включает все реагенты, необходимые для постановки ИХА:

- ✓ Инструкция
- ✓ Тест-кассета
- ✓ Флакон-капельница с БР
- ✓ Ланцет
- ✓ Спиртовая салфетка
- ✓ Пипетка

### ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ:

сыворотка, плазма  
или цельная кровь человека

**ОБЪЕМ ОБРАЗЦА:** 10 мкл

**Оценка результата:** визуально  
через 10-15 минут

**Срок годности набора:** 25 месяцев



Диагностическая чувствительность набора - 98%  
Диагностическая специфичность набора - 100%

[www.ekolab.ru](http://www.ekolab.ru)

142530, Российская Федерация, Московская область,  
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1  
тел: 8-800-333-33-47  
e-mail: [ekolab-sbyt@mail.ru](mailto:ekolab-sbyt@mail.ru)