



ЭКОлаб

производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов

«КовидЭк Директ»

Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени

Наши преимущества:

- ✓ Без стадии выделения РНК - из пробирки с транспортной средой сразу в ПЦР-смесь;
- ✓ Амплификационная часть разработана в соответствии с рекомендациями ВОЗ;
- ✓ Предел обнаружения - 1 000 вирусных геномов на мл.;
- ✓ Идентифицирует все известные штаммы SARS-CoV-2, включая британский и индийский;
- ✓ Адаптирован под все "реал-тайм" амплификаторы;
- ✓ Не ингибируется транспортными средами;
- ✓ Время амплификации - 71 минута;
- ✓ Трудозатраты снижены на 70% по сравнению с классическим методом сорбентного выделения;



«КовидЭк Директ»
это менее 90 минут
от получения пробирки
с образцом до выдачи результата!



www.ekolab.ru

142530, Российская Федерация, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
тел: 8-800-333-33-47
e-mail: ekolab-sbyt@mail.ru