



ЭКОлаб

производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов

«ИФА-ВГЧ6-IgG»

«Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу герпеса человека 6 типа»

- ✓ Рекомбинатный очищенный антиген вируса герпеса 6 типа засорбирован на поверхности стрипированных "ломающихся полуночно" иммунологических планшет.
- ✓ Реагенты, входящие в состав набора не требуют предварительных разведений и готовы к использованию
- ✓ Есть цветовая индикация внесения исследуемых образцов
- ✓ Время реакции - 1 час 15 мин.
- ✓ Набор дополнительно укомплектован принадлежностями: вспомогательными пластиковыми емкостями и клейкой пленкой для планшетов
- ✓ Срок годности набора - 12 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности.



www.ekolab.ru

142530, Российская Федерация, Московская область,
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1
тел: 8-800-333-33-47
e-mail: ekolab-sbyt@mail.ru