



# ЭКОлаб

производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов

## «ИФА-ВГЧ8-IgG»

«Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу герпеса человека 8 типа»

- ✓ Рекомбинатный очищенный антиген вируса герпеса 8 типа засорбирован на поверхности стрипированных "ломающихся полумочно" иммунологических планшет.
- ✓ Реагенты, входящие в состав набора не требуют предварительных разведений и готовы к использованию
- ✓ Есть цветовая индикация внесения исследуемых образцов
- ✓ Время реакции не более 1 час 15 мин.
- ✓ Набор дополнительно укомплектован принадлежностями: вспомогательными пластиковыми емкостями (4 шт.) и клейкой пленкой для планшетов (4 шт.).
- ✓ Срок годности - 12 мес., дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности.



[www.ekolab.ru](http://www.ekolab.ru)

142530, Российская Федерация, Московская область,  
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1  
тел: 8-800-333-33-47  
e-mail: [ekolab-sbyt@mail.ru](mailto:ekolab-sbyt@mail.ru)