

производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов

«ИХА-Миоглобин»

Предназначен для одноэтапного быстрого качественного определения сердечного миоглобина в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью первичной диагностики инфаркта миокарда.

Набор выпускается в двух базовых вариантах комплектации:

- → комплект №1 рассчитан на исследование 10 образцов,
- → комплект №2 рассчитан на исследование 25 образцов.

Диагностическая чувствительность набора реагентов: 99,59% Диагностическая специфичность набора реагентов: 99,62%

- Ранняя экспресс-диагностика инфаркта миокарда
- **З** Возможность исследования у постели больного
- **У** Бесприборный учет результатата
- Исследуемый материал:сыворотка, плазма или цельная кровь
- Результат через 10 минут
- Аналитическая чувствительность теста 50 нг/мл.
- ✓ Срок годности 25 месяцев





www.ekolab.ru

142530, Российская Федерация, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1 тел: 8-800-333-33-47 e-mail: ekolab-sbyt@mail.ru